



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Seitenhistorie

Freigegeben ("Gültig" anzeigen)

Versionen im Vergleich

	3	Aktuell
◀	Stefanie Mast	Tiziana Janner
	06.06.2024	16.05.2025

Schlüssel

- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- Diese Zeile wurde entfernt.
- Formatierung wurde geändert.

Seitenhistorie anzeigen

Majorversion:
2
Minorversion:
2.0
Dokumentennummer:
3443

Auszug

HEV

Si tratta di una determinazione rilevante per il rilascio. Limite di rivelabilità del test NAT: 450 UI/ml.

Se la sensibilità del test è sufficiente, il test può essere eseguito in pool. Il limite di rivelabilità del campione in mini pool è di 450 UI/ml.

La conferma in caso di risultato *reattivo* del test deve essere effettuata con un secondo test NAT (quantitativo) diverso dal primo sul campione singolo positivamente testato dopo la risoluzione del pool. Non sono necessari altri campioni di sangue.

È necessario inviare una notifica a Swissmedic tramite il FOR misure di protezione e una notifica all'UFSP.

draw.io Diagramm	
border	true
diagramName	HEV_IT2
simpleViewer	false
width	
links	auto
tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	420 462
revision	+ 2