



## Seitenhistorie

● Freigegeben ("Gültig" anzeigen)

### Versionen im Vergleich

10	Aktuell
Sandra Kurth 07.07.2025	Tiziana Janner 23.10.2025

[Seitenhistorie anzeigen](#)

### Schlüssel

- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- Diese Zeile wurde entfernt.
- Formatierung wurde geändert.

Majorversion: 5  
Minorversion: 5.0  
Dokumentnummer: 3501

Auszug

### CERUS EUROPE B.V., LEUSDEN, SUCCURSALE DE ROLLE

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	AGSO	BSBL	FR	GE	GR	IRB	NEJU	O CH	SI
<b>Intercept Illuminator INT100</b>										
Intercept-Vorbereitungssset für Thrombocyteneinheiten in kleinen Volumen	INT2103B	x	x			x	x		x	
Intercept-Vorbereitungssset für Thrombocyteneinheiten in grossen Volumen	INT2203B	x	x		x	x	x	x		x
Intercept-Vorbereitungssset für Plasma	INT3103B			x	x		x	x		
Intercept-Thrombozyten-Set mit zwei Lagerungsbeuteln	INT2503B		x	x	x		x	x	x	x

### FRESENIUS KABI (SCHWEIZ) AG

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGSO	B:
Compoflex, Compoflow, Compostop und Composelect Beutelsysteme Kits Compoflex, Compoflow, Compostop et composelect Set di sacche Compoflex, Compoflow, Compostop e composelect				

Auszug

Compoflex 63 ml CPDA-1	PS11150	Retractable Nadel		
Compoflex 63 ml CPDA-1	T2109	Retractable Nadel & Site für Haemodilution		
Compoflex leer 600 ml	T2131	Retractable Nadel		
Compoflex 4-fach Beutelsystem	P4159	mit Einstichdorn, Babyeinheiten		x
Compoflex 4F PLT storage system for pediatric RCC/PLT DINCH	EQ06A0H		x	
Compoflex 1F F730 platelet storage 1300ml	T2110			x
Compoflow 4F 63 ml CPD/100 ml SAG-M – WBf+PDS-V	CQ31555 *			
CompoFlow Vierfachbeutel; T&B mit Erythrozytenfilter	CQ32250	mit CPD/SAG-M		
CompoFlow Vierfachbeutel T&B 63 ml CPD/100 ml SAG-M– RCC/Plasma + PDS-V Entnahmeset	CQ32350			x
CompoStop, Leukozytendepletions-Set aus gepoolten Buffy Coats („Train-System“ für die sequentielle Aneinanderreihung der Buffy Coats)	FD51600	mit Thrombozytenlagerungsbeutel		x
Composelect 4F 63 ml CPD/ 100ml SAG-M - WBf+PDS-V	PQ31555 *			
Compoflex Transferbag	P4165			
CompoStop	FT52600		x	
Leere Erythrozyten-/Plasmatransferbeutel ohne Nadel (PL 1813) Poches de transfert pour érythrocytes/plasma sans aiguille (PL 1813) Sacca vuota per trasfusione di eritrociti/plasma senza ago (PL 1813)				
Mit Coupler				
400 ml	R6R2074			x
600 ml	R6R2023		x	
Mit Luer				
4-fach Pädiatrie 4 x 150 ml	R6R2004			
Autopheresis C, Aurora Autophérèse C: Aurora Autoaferesi C: Aurora				
Plasmacell- Set für A200, Funkt. geschlossenes System C-Einwegset mit Correct Connect	R6R2279C (Vorgänger 6R2278) <del>6R2278</del>	Mit Luer Anschluss		
Amicus/Amicore Zellseparator Séparateur de cellules Amicus/Amicore Separatore di cellule Amicus/Amicore				
Amicus Apheresis Kit Single Needle with Platelet Additive Solution Connector and Correct Connect	R7R2317C (Vorgänger R6R2317C <del>/R7R2317C</del> )		x	x
AmiCORE Apherese Kit, Single Needle, Doppelkonzentrat, PAS Konnektor und Correct Connect	R7R8889C (Vorgänger R6R8889C <del>/R7R8889C</del> )			
Lösungen Solutions Soluzioni				
Fresenius Kabi-Platelet Additive Solution (Intersol)	RGB8110B		x	x
Fresenius Kabi ACD-A, 500 ml	TS14015			x
Fresenius Kabi ACD-A, 500 ml mit Correct Connect	TC14025			
Fresenius Kabi ACD-A, 1000 ml mit Correct Connect	TC14029		x	x
Fresenius Kabi Platelet Additive Solution (Intersol), 280 ml	RGR8109B (alt KGR8109B)			x

Fresenius Kabi Platelet Additive Solution (Intersol)	RGB110B			
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 500 ml	K938521			
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 500 ml	2682521			
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 1000 ml	2682531			x

\* siehe Validierungsunterlage der AG LPNM/QM / cf. Document de validation du GT LPNM/QM / cfr. documentazione di convalida del GT LPNM/QM

## HAEMONETICS

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGSO	BSBL
<b>MCS+</b>				
Plasmasammel-Set	792P-00			
<b>Lösungen Solutions Soluzioni</b>				
CDA-A Anticoagulant Solution	10243	Wird durch SAAS2202GOO ersetzt, 01.07.2025		
Anticoagulant ACD-A S.A.L.F.	SAAS2202GOO			

## MACO PHARMA

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGSO	BSBL	FR
<b>Beutel ohne Filter Poches sans filtre Sacca senza filtro</b>					
63 ml CPDA-1 Einfachbeutel, 450 ml, mit Probenbeutel und -adapter	MSE650U	zur Haemodilution		x	
Einfachbeutel für Aderlass, 450 ml	VSL7000PQ	mit Nadel, Samplingbeutel, Zuspritzport für Volumenersatzgabe			
Zweifachbeutel-Set	MDV700A	zur Serumherstellung		x	
Dreifachbeutel-Set	MRV502B	zur Serumherstellung	x	x	x
Vierfachbeutel-Set zur Aufteilung eines EKs auf 4 kleine Beutel	VQE201A	mit Anstechdorn 150-300 ml/Beutel			
CPD/SAGM Vierfachbeutel-Set, 450 ml, Top & Bottom	LQT610U	mit EK-Inline-Filter Leucoflex LCRD2			
<b>Beutel mit integrierten Filtern zur Leukozytendepletion, homolog Poches avec filtre intégré pour déplétion leucocytaire, homologue Sacche con filtro integrato per leucodeplezione, omologo</b>					

CPD/SAGM Fünffachbeutel-Set mit Inline-Filter LEUCOFLEX LCRD, PLAS4, 450 ml, T&B	NPT611W	EK und Plasma leukozytendepletiert Version H	x		
CPD/PAGGS-M Vierfachbeutel-Set mit Inline-Filter LEUCOFLEX LXT, 450 ml, T&T, EK Lagerung bis 49 Tage	FQE641U		x		
<b>Beutel mit integrierten Filtern zur Leukozytendepletion, autolog</b> <i>Poches avec filtre intégré pour déplétion leucocytaire, autologue</i> <i>Sacche con filtro integrato per leucodeplezione, autologo</i>					
Set zur Entnahme und Filtration von Eigenblut	FDG750C				
<b>Thrombozytenlagerbeutel</b> <i>Poches de conservation de plaquettes</i> <i>Sacche di conservazione di piastrine</i>					
Imugard III S-PL	TF*FP1AS9DB	Softfilter- und Lagerkit für Plättchenkonzentrate aus Buffy coat			
<b>Lösungen</b> <i>Solutions</i> <i>Soluzioni</i>					
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 250 ml	SSP2025U		x		
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 280 ml	SSP2128U				
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 500 ml	SSP2150U				
MacoPharma-Red Cell Additive Solution SAGM 100ml	VSE120U				
MacoPharma-Red Cell Additive Solution SAGM 250 ml	VSE221U				

## MEISE MEDIZINALTECHNIK GMBH

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGSO	BSI
Transferbeutel (Beutelsystem zum Poolen und Filtrieren von Plasma aus Vollblut)	TF400			

## TERUMO BCT

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGSO	BSI
<b>COBE Spectra Beutelsysteme</b>				
Lagerbeutel für Thrombozyten	70030			
<b>OPTIA Spectra Beutelsysteme</b>				
Spectra-Optia IDL Set	12320			
Spectra-Optia Exchange Set	12220			
<b>TACSI PL (Terumo Automated Centrifuge &amp; Separator Integration System for Platelets)</b>				

Tacsi PI Kit	93000			
<b>Trima Beutelsysteme</b>				
Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + Auto PAS Set	82410			x
Trima Accel® Platelet + Auto PAS, Plasma, Auto RBC Set	82470			
Trima Accel® MultiPlasma Set	82700			
Saline Adenine Glucose-Mannitol (SAG-M) Solution	777968250			
Anticoagulant Citrate Dextrose Solution, Ph Eur (ACD) Solution A	40814 40818	500 ml 750 ml		x