

CERUS EUROPE B.V., LEUSDEN, SUCCURSALE DE ROLLE

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	AGSO	BSBL	FR	GE	GR	IRB	NEJU	O CH	SI	ZECH	ZH
Intercept Illuminator INT100												
Intercept-Vorbereitungsset für Thrombocyteneinheiten in kleinen Volumen	INT2103B	x	x			x	x		x		x	x
Intercept-Vorbereitungsset für Thrombocyteneinheiten in grossen Volumen	INT2203B	x	x		x	x	x	x		x		x
Intercept-Vorbereitungsset für Plasma	INT3103B			x	x		x	x				x
Intercept-Thrombozyten-Set mit zwei Lagerungsbeuteln	INT2503B		x	x	x		x	x	x	x		

FRESENIUS KABI (SCHWEIZ) AG

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGSO	BSBL	FR	GE	GR	IRB	NEJU	O CH	SI	ZECH	ZH
Compoflex, Compoflow, Compostop und Composelect Beutelsysteme Kits Compoflex, Compoflow, Compostop et composelect Set di sacche Compoflex, Compoflow, Compostop e composelect													
Compoflex 63 ml CPDA-1	PS11150	Retractable Nadel			x						x		

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	S I	ZEC H	Z H
Compoflex 63 ml CPDA-1	T2109	Retractable Nadel & Site für Haemodilution				x			x				
Compoflex leer 600 ml	T2131	Retractable Nadel				x		x	x				
Compoflex 4-fach Beutelsystem	P4159	mit Einstichdorn, Babyeinheiten		x								x	
Compoflex 4F PLT storage system for pediatric RCC/PLT DINCH	EQ06A0H		x					x					
Compoflex 1F F730 platelet storage 1300ml	T2110			x									
Compoflow 4F 63 ml CPD/100 ml SAG-M – WBf+PDS-V	CQ31555 *				x						x		
CompoFlow Vierfachbeutel; T&B mit Erythrozytenfilter	CQ32250	mit CPD/SAG-M				x		x	x		x		x
CompoFlow Vierfachbeutel T&B 63 ml CPD/100 ml SAG-M– RCC/Plasma + PDS-V Entnahmeset	CQ32350			x		x	x						
CompoStop, Leukozytendepletions-Set aus gepoolten Buffy Coats („Train-System“ für die sequentielle Aneinanderreihung der Buffy Coats)	FD51600	mit Thrombozytenlagerungsbeutel		x		x		x			x		
Composelect 4F 63 ml CPD/ 100ml SAG-M - WBf+PDS-V	PQ31555 *												
Compoflex Transferbag	P4165							x					
CompoStop	FT52600		x				x	x	x				
Leere Erythrozyten-/Plasmatransferbeutel ohne Nadel (PL 1813) Poches de transfert pour érythrocytes/plasma sans aiguille (PL 1813) Sacca vuota per trasfusione di eritrociti/plasma senza ago (PL 1813)													

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	S I	ZEC H	Z H
Mit Coupler													
400 ml	R6R2074			x		x					x		
600 ml	R6R2023		x					x					
Mit Luer													
4-fach Pädiatrie 4 x 150 ml	R6R2004					x							x
Autopheresis C, Aurora Autophérèse C: Aurora Autoafèresi C: Aurora													
Plasmacell-C-Einwegset mit Correct Connect	R6R2279 C (Vorgänger 6R2278)	Mit Luer Anschluss											x
Amicus/Amicore Zellseparator Séparateur de cellules Amicus/Amicore Separatore di cellule Amicus/Amicore													
Amicus Apheresis Kit Single Needle with Platelet Additive Solution Connector and Correct Connect	R7R2317C (Vorgänger R6R2317C)		x	x	x	x	x						x

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / R éférence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	S I	ZEC H	Z H
AmiCORE Apherese Kit, Single Needle, Doppelkonzentrat, PAS Konnector und Correct Connect	R7R8889C (Vorgänger R6R8889C)												x
Lösungen Solutions Soluzioni													
Fresenius Kabi-Platelet Additive Solution (Intersol)	RGB8110B		x	x	x	x				x	x	x	
Fresenius Kabi ACD-A, 500 ml	TS14015			x									
Fresenius Kabi ACD-A, 500 ml mit Correct Connect	TC14025 TC14029		x	x	x		x						x x
Fresenius Kabi ACD-A, 1000 ml mit Correct Connect													
Fresenius Kabi Platelet Additive Solution (Intersol), 280 ml	RGR8109B (alt KGR8109B) RGB110B			x		x					x		
Fresenius Kabi Platelet Additive Solution (Intersol)									x				
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 500 ml	K938521						x						x
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 500 ml	2682521				x	x							
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 1000 ml	2682531			x									x

* siehe Validierungsunterlage der AG LPNM/QM / cf. Document de validation du GT LPNM/QM / cfr. documentazione di convalida del GT LPNM/QM

HAEMONETICS

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	SI	ZEC H	Z H
MCS+													
Plasmasammel-Set	792P-00										x		
Lösungen <i>Solutions</i> <i>Soluzioni</i>													
CDA-A Anticoagulant Solution	10243	<i>Wird durch SAAS2202GOO ersetzt, 01.07.2025</i>									x		
Anticoagulant ACD-A S.A.L.F.	SAAS2202GOO										x		

MACO PHARMA

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	SI	ZEC H	ZH
Beutel ohne Filter <i>Poches sans filtre</i> <i>Sacca senza filtro</i>													
63 ml CPDA-1 Einfachbeutel, 450 ml, mit Probenbeutel und -adapter	MSE650U	zur Haemodilution		x									x

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	SI	ZEC H	ZH
Einfachbeutel für Aderlass, 450 ml	VSL7000PQ	mit Nadel, Samplingbeutel, Zuspritzport für Volumenersatzgabe					x					x	
Zweifachbeutel-Set	MDV700A	zur Serumherstellung		x									
Dreifachbeutel-Set	MRV502B	zur Serumherstellung	x	x	x								x
Vierfachbeutel-Set zur Aufteilung eines EKs auf 4 kleine Beutel	VQE201A	mit Anstechdorn 150-300 ml/Beutel											x
CPD/SAGM Vierfachbeutel-Set, 450 ml, Top & Bottom	LQT610U	mit EK-Inline-Filter Leucoflex LCRD2										x	
Beutel mit integrierten Filtern zur Leukozytendepletion, homolog <i>Poches avec filtre intégré pour déplétion leucocytaire, homologue</i> <i>Sacche con filtro integrato per leucodeplezione, omologo</i>													
CPD/SAGM Fünffachbeutel-Set mit Inline-Filter LEUCOFLEX LCRD, PLAS4, 450 ml, T&B	NPT611W	EK und Plasma leukozytendepletiert Version H	x										
CPD/PAGGS-M Vierfachbeutel-Set mit Inline-Filter LEUCOFLEX LXT, 450 ml, T&T, EK Lagerung bis 49 Tage	FQE641U		x					x		x			
Beutel mit integrierten Filtern zur Leukozytendepletion, autolog <i>Poches avec filtre intégré pour déplétion leucocytaire, autologue</i> <i>Sacche con filtro integrato per leucodeplezione, autologo</i>													
Set zur Entnahme und Filtration von Eigenblut	FDG750C					x							

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	SI	ZEC H	ZH
Thrombozytenlagerbeutel <i>Poches de conservation de plaquettes</i> <i>Sacche di conservazione di piastrine</i>													
Imugard III S-PL	TF*FP1AS9DB	Softfilter- und Lagerkit für Plättchenkonzentrate aus Buffy coat										x	
Lösungen <i>Solutions</i> <i>Soluzioni</i>													
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 250 ml	SSP2025 U		x				x	x				x	x
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 280 ml	SSP2128 U					x	x	x					
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 500 ml	SSP2150 U												x
MacoPharma-Red Cell Additive Solution SAGM 100ml	VSE120U							x					
MacoPharma-Red Cell Additive Solution SAGM 250 ml	VSE221U							x					x

MEISE MEDIZINALTECHNIK GMBH

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	SI	ZEC H	Z H
Transferbeutel (Beutelsystem zum Poolen und Filtrieren von Plasma aus Vollblut)	TF400							x					x

TERUMO BCT

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O CH	SI	ZEC H	Z H
COBE Spectra Beutelsysteme													
Lagerbeutel für Thrombozyten	70030							x		x		x	x
OPTIA Spectra Beutelsysteme													
Spectra-Optia IDL Set	12320					x		x					
Spectra-Optia Exchange Set	12220					x		x					
TACSI PL (Terumo Automated Centrifuge & Separator Integration System for Platelets)													
Tacsi PL Kit	93000												x
Trima Beutelsysteme													

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGS O	BSB L	F R	G E	G R	IR B	NEJ U	O C H	SI	ZEC H	Z H
Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + Auto PAS Set	82410			x	x	x		x	x	x	x	x	
Trima Accel® Platelet + Auto PAS, Plasma, Auto RBC Set	82470										x		
Trima Accel® MultiPlasma Set	82700				x	x		x	x				
Saline Adenine Glucose-Mannitol (SAG-M) Solution	777968250										x		
Anticoagulant Citrate Dextrose Solution, Ph Eur (ACD) Solution A	40814 40818	500 ml 750 ml		x	x	x		x x	x	x	x	x	