



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Seitenhistorie

Versionen im Vergleich

	3	Aktuell
◀	Kim Egger	Sandra Kurth
	27.05.2025	17.06.2025

Seitenhistorie anzeigen

Schlüssel

- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- Diese Zeile wurde entfernt.
- Formatierung wurde geändert.

Dokumentennummer: 3501
Ausser Kraft gesetzt per:

> Versionsinformationen zum Dokument

1	01.07.2024
2	01.04.2025
3	01.07.2025

Auszug

CERUS EUROPE B.V., LEUSDEN, SUCCURSALE DE ROLLE

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	AGSO	BSBL	FR	GE	GR	IRB	NEJU	O CH	SI
Intercept Illuminator INT100										
Intercept-Vorbereitungsset für Thrombocyteinheiten in kleinen Volumen	INT2103B	x	x			x	x		x	
Intercept-Vorbereitungsset für Thrombocyteinheiten in grossen Volumen	INT2203B	x	x		x	x	x	x		x
Intercept-Vorbereitungsset für Plasma	INT3103B			x	x		x	x		
Intercept-Thrombozyten-Set mit zwei Lagerungsbeuteln	INT2503B		x	x	x		x	x	x	x

FRESENIUS KABI (SCHWEIZ) AG

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGSO	BSBL
CompoFlex, CompoFlow, Compostop und Composelect Beutelsysteme Kits CompoFlex, CompoFlow, Compostop et composelect Set di sacche CompoFlex, CompoFlow, Compostop e composelect				
CompoFlex 63 ml CPDA-1	PS11150	Retractable Nadel		
CompoFlex 63 ml CPDA-1	T2109	Retractable Nadel & Site für Haemodilution		
CompoFlex leer 600 ml	T2131	Retractable Nadel		
CompoFlex 4-fach Beutelsystem	P4159	mit Einstichdorn, Babyeinheiten		x
CompoFlex 4F PLT storage system for pediatric RCC/PLT DINCH	EQ06A0H		x	
CompoFlex 1F F730 platelet storage 1300ml	T2110			x
CompoFlow 4F 63 ml CPD/100 ml SAG-M – WBf+PDS-V	CQ31555 *			
CompoFlow Vierfachbeutel; T&B mit Erythrozytenfilter	CQ32250	mit CPD/SAG-M		
CompoFlow Vierfachbeutel T&B 63 ml CPD/100 ml SAG-M– RCC/Plasma + PDS-V Entnahmeset	CQ32350			x
CompoStop, Leukozytendepletions-Set aus gepoolten Buffy Coats („Train-System“ für die sequentielle Aneinanderreihung der Buffy Coats)	FD51600	mit Thrombozytenlagerungsbeutel		x
Composelect 4F 63 ml CPD/ 100ml SAG-M - WBf+PDS-V	PQ31555 *			
CompoFlex Transferbag	P4165			
CompoStop	FT52600		x	
Leere Erythrozyten-/Plasmatransferbeutel ohne Nadel (PL 1813) Poches de transfert pour érythrocytes/plasma sans aiguille (PL 1813) Sacca vuota per trasfusione di eritrociti/plasma senza ago (PL 1813)				
Mit Coupler				
400 ml	R6R2074			x
600 ml	R6R2023		x	
Mit Luer				
4-fach Pädiatrie 4 x 150 ml	R6R2004			
Autopheresis C, Aurora Autophérèse C: Aurora Autoaferesi C: Aurora				
Plasmacell-Set für A200, Funkt. geschlossenes System	6R2278	Mit Luer Anschluss		
Amicus Zellseparator Séparateur de cellules Amicus Separatore di cellule Amicus				
Amicus Apheresis Kit Single Needle with Platelet Additive Solution Connector and Correct Connect	R6R2317C/ R7R2317C		x	x
Lösungen Solutions Soluzioni				

Fresenius Kabi-Platelet Additive Solution (Intersol)	RGB8110B		x	x
Fresenius Kabi ACD-A, 500 ml	TS14015			x
Fresenius Kabi ACD-A, 500 ml mit Correct Connect	TC14025			
Fresenius Kabi ACD-A, 1000 ml mit Correct Connect	TC14029		x	x
Fresenius Kabi Platelet Additive Solution (Intersol), 280 ml	RGR8109B (alt KGR8109B)			x
Fresenius Kabi Platelet Additive Solution (Intersol)	RGB110B			
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 500 ml	K938521			
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 500 ml	2682521			
Fresenius Kabi NaCl 0.9%, 1000 ml	2682531			x

* siehe Validierungsunterlage der AG LPNM/QM / cf. Document de validation du GT LPNM/QM / cfr. documentazione di convalida del GT LPNM/QM

HAEMONETICS

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGSO	BSBL
MCS+				
Plasmasammel-Set	792P-00			
Lösungen Solutions Soluzioni				
CDA-A Anticoagulant Solution Solution	10243	Wird durch SAAS2202GOO ersetzt, 01.07.2025		
Anticoagulant ACD-A S.A.L.F.	SAAS2202GOO			

MACO PHARMA

Materialbezeichnung / Description du matériel / Descrizione del materiale	Referenz / Référence / Referenza	Bemerkung / Remarque / Osservazione	AGSO	BSBL	FR
Beutel ohne Filter Poches sans filtre Sacca senza filtro					
63 ml CPDA-1 Einfachbeutel, 450 ml, mit Probenbeutel und –adapter	MSE650U	zur Haemodilution		x	
Einfachbeutel für Aderlass, 450 ml	VSL7000PQ	mit Nadel, Samplingbeutel, Zuspritzport für Volumenersatzgabe			
Zweifachbeutel-Set	MDV700A	zur Serumherstellung		x	
Dreifachbeutel-Set	MRV502B	zur Serumherstellung	x	x	x

Vierfachbeutel-Set zur Aufteilung eines EKs auf 4 kleine Beutel	VQE201A	mit Anstechdorn 150-300 ml/Beutel			
CPD/SAGM Vierfachbeutel-Set, 450 ml, Top & Bottom	LQT610U	mit EK-Inline-Filter Leucoflex LCRD2			
Beutel mit integrierten Filtern zur Leukozytendepletion, homolog <i>Poches avec filtre intégré pour déplétion leucocytaire, homologue</i> <i>Sacche con filtro integrato per leucodeplezione, omologo</i>					
CPD/SAGM Fünffachbeutel-Set mit Inline-Filter LEUCOFLEX LCRD, PLAS4, 450 ml, T&B	NPT611W	EK und Plasma leukozytendepletiert Version H	x		
CPD/PAGGS-M Vierfachbeutel-Set mit Inline-Filter LEUCOFLEX LXT, 450 ml, T&T, EK Lagerung bis 49 Tage	FQE641U		x		
Beutel mit integrierten Filtern zur Leukozytendepletion, autolog <i>Poches avec filtre intégré pour déplétion leucocytaire, autologue</i> <i>Sacche con filtro integrato per leucodeplezione, autologo</i>					
Set zur Entnahme und Filtration von Eigenblut	FDG750C				
Thrombozytenlagerbeutel <i>Poches de conservation de plaquettes</i> <i>Sacche di conservazione di piastrine</i>					
Imugard III S-PL	TF*FP1AS9DB	Softfilter- und Lagerkit für Plättchenkonzentrate aus Buffy coat			
Lösungen <i>Solutions</i> <i>Soluzioni</i>					
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 250 ml	SSP2025U		x		
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 280 ml	SSP2128U				
MacoPharma-Platelet Additive Solution (SSP+) 500 ml	SSP2150U				
MacoPharma-Red Cell Additive Solution SAGM 100ml	VSE120U				
MacoPharma-Red Cell Additive Solution SAGM 250 ml	VSE221U				

MEISE MEDIZINALTECHNIK GMBH

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGSO	BSBI
Transferbeutel (Beutelsystem zum Poolen und Filtrieren von Plasma aus Vollblut)	TF400			

TERUMO BCT

Materialbezeichnung / <i>Description du matériel / Descrizione del materiale</i>	Referenz / <i>Référence / Referenza</i>	Bemerkung / <i>Remarque / Osservazione</i>	AGSO	BS
COBE Spectra Beutelsysteme				
Lagerbeutel für Thrombozyten	70030			

OPTIA Spectra Beutelsysteme				
Spectra-Optia IDL Set	12320			
Spectra-Optia Exchange Set	12220			
TACSI PL (Terumo Automated Centrifuge & Separator Integration System for Platelets)				
Tacsi PI Kit	93000			
Trima Beutelsysteme				
Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + Auto PAS Set	82410			x
Trima Accel® Platelet + Auto PAS, Plasma, Auto RBC Set	82470			
Trima Accel® MultiPlasma Set	82700			
Saline Adenine Glucose-Mannitol (SAG-M) Solution	777968250			
Anticoagulant Citrate Dextrose Solution, Ph Eur (ACD) Solution A	40814	500 ml 750 ml		x
	40818			